

# ORVOSTECHNIKA

*Klinikai kémiai automata*



Keylab

*Flexibilis teljesen automatizált klinikai kémiai analizátor. A felhasználó a mérni kívánt vizsgálatok számát, típusát maga állíthatja össze.*

---

**Technikai adatok.**

<b>Mérés típusok:</b>	Végpontos - Kétpontos- Kinetikus- Bichromatikus- -Mintavakos mérések.
<b>Kapacitás:</b>	120-140 vizsgálat/óra
<b>Mintatároló kapacitás:</b>	72 minta
<b>Reagens tároló:</b>	18 db 45ml-es reagenstartály
<b>Reakció küvetta:</b>	12 szektorban egyenként 18 hely összesen 198 hely.
<b>Minta térfogat:</b>	2-100 µl szérum
<b>Reagens térfogat:</b>	50- 900 ul
<b>Display:</b>	Grafikus 40x16 karakteres LCD monitor.
<b>Fotométer izzó:</b>	Halogén
<b>Mért hullámhossz:</b>	340- 620 nm
<b>Port</b>	RS 232C + 1 Centronics printer csatlakozás
<b>Printer:</b>	Beépített 40 karakteres thermal printer

---

**Gyártó és Forgalmazó: OrvosTechnika Kft.**  
**Electalab srl**  
1202 Budapest Nagykőrösi út 187.  
Fax: 061 286 40 50  
Tel: 061 285 46 15