



Meghatározhatja a **P4 (Progeszteron)** szintet 200µl vérből.

- + saját praxisában, gazdaságában,
  - + egyszerűen - nem igényel laborgyakorlatot,
  - + gyorsan - 15 perc
- + pontosan - ELISA mérés 6 pontos kalibrációval a memóriában, a kitt tartalmaz egy Proestrus és egy OV kontrollt.




**MICROLAB progeszteron**



A Microlab progesteron egy egyutas fotométer.

- ✚ Egyszerű előkészítés.
- ✚ Szemrevételezéssel színváltozás is biztos diagnózist ad.
- ✚ Az igényes felhasználó a koncentráció pontos meghatározásával diagnosztizál.
- ✚ A kettős vizsgálati lehetőség dupla biztonság.
- ✚ A meghatározás elve, ELISA módszerrel.
- ✚ Csak a **Hormonost®** teszttel használható.



#### **Műszaki adatok:**

Fényforrás	Led dióda
Kijelző:	LCD alpha numerikus
Mérési tartomány:	0.000-2.0000 OD
Pontosság:	< 5%
Tápegység:	Tölthető akkumulátor Vagy 230/12V 500mA Adapter.
Mérési idő:	5 perc/ mérés
Súly:	400g

Gyártja:



**Orvostechnika Kft.**

1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.

Telefon: 06 1 285-4615

Mobil: 06-30 9426-222

**A reagens minden a vizsgálatához szükséges eszközt tartalmaz.**

**Gyártó:**

