
ORVOSTECHNIKA

EZ-232 Mikroszkóp



Katalógus szám: 14-202-3

Specifikáció:

		Tartozék
Szemlencse	WF 10X-18mm	Alap
	WF 16X-13mm	Opcionális
	WF 10X-18mm(With Pointer)	Opcionális
	WF 10X-18mm(Reticule 0.1 mm)	Opcionális
	WF 5X-20mm	Opcionális
Akromatikus Objektív	4X/0.10	Alap
	10X/0.25	Alap
	40X/0.65(S)	Alap
	100X/1.25(Oil)(S)	Alap
Binokuláris fej	Forgathatóság 360° Szentávolság: 55-75mm	Alap
Kondenzor	Abbe N.A. 1.25(Iris Diaphragm)	Alap
Biztosítékok		Alap

Gyártja:



ERMA LTD.

JAPÁN

Forgalmazza:

OrvosTechnika Kft

1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.

Tel: 06 1 421 04 51

Fax: 06 1 286 40 50

kaltenecker@orvostecnika.eu

www.orvostecnika.eu