

ORVOSTECHNIKA

Magyar termék

Quali - Cal Scientific



Kalkulátor

A **QUALI-CAL Scientific** készülék alkalmas laboratóriumokban mikroszkóp segítségével, részecskék típus szerinti eloszlás és darabszám meghatározására.

Miben különbözik a **QUALI-CAL Scientific** kalkulátor a hagyományos vérkép kalkulátoroktól?

- Széleskörű használhatóság.
 - Kényelmes kezelhetőség.
 - Egyszerű kezelés.
 - Korszerű adatfeldolgozás
 - Megbízható működés.
 - 20 db önmagában és egymással is összegződő csatorna.
 - 6 db önmagában összegződő független csatorna.
 - „vakon” kezelhetőség.
 - Választható, kikapcsolható akusztikus visszajelzés.
 - 50 részecskénti figyelemfelhívó visszajelzés.
 - Paciens azonosító (ID) szám beviteli lehetőség, vagy minden új meghatározásnál automatikusan.
 - Emelkedő sorozat (szekvencia) szám.
 - Könnyen tisztítható tasztatúra.
 - Printer csatlakoztatási lehetőség.
 - Számítógépes csatlakozási lehetőség.
-

Műszaki adatok:

- 20 összegződő csatorna.
- 6 független csatorna.
- 3 digités ID szám.
- 3 digités szekvencia szám.
- Egytizedes pontos % kijelzés.
- Max. 256 részecskeszám.
- Centronics típusú printer port.
- RS 232-C soros port.
- Hálózati feszültség: 220/110V 50/60 Hz AC/DC adapterrel./ 7,5V0,8A
- Teljesítményfelvétel: Max. 7 VA
- Súly: 0,8kg
- szélesség / hosszúság / magasság:
190/137/30-45 mm

Gyártja:



Orvostechnika Kft.

1202 Budapest, Nagykörösi út 187.

Telefon: 06 1 285-4615

Mobil: 06-30 9426-222

Forgalmazza: