

# ORVOSTECHNIKA

## URIT-8020

**Paciens orientált klinikai kémiai automata**

Japán minőség, Kínai gyártmány.



**Klinikai kémiai automata**

**Forgalmazó: OrvosTechnika Kft**

[www.orvostechnia.eu](http://www.orvostechnia.eu)

## Műszaki leírás

Mérési módszerek  
Mérési elv  
Fényforrás  
Fotometriás mérési tartomány  
Mért abszorbancia  
Hullámhossz



Kapacitás  
Memória kapacitás  
Reagens tálca



Minta tálca  
Reakció tálca  
Minta mennyiség



Reagens mennyiség  
Minimum reakció térfogat  
Víz felhasználás  
Mosófej  
Kalibráció  
Kontroll



Mérési hőmérséklet  
Mérésismétlési képesség  
Mintaátvitel  
Hálózati feszültség  
Környezeti előírások:

Végpontos, Kinetikus, Fix idő , stb.  
Fényelektromos, kolorimetriás.  
Halogén lámpa 12V/20W  
0-3.0 ABS  
0.0005 Abs  
8 hullámhossz szabadon választható.  
(340nm,405nm,492nm,510nm,546nm,578nm,630nm,700nm)

200 teszt/óra.  
1000 mérés tárolása.  
30 reagens pozíció.  
Hűtött reagens tárolás.

45 pozíciókból vesz mintát.  
120 reakciópozíció  
3-80μL, 0.1μL –s lépésekben.  
Reagens mennyiség érzékelés.  
Automatikus mintavevő és reagens tű tisztítás.  
Közös a reagens és mintavevő tű.

100-800μL, 1μL –s lépésekben.  
180μL  
2L/óra működés közben.  
8-lépésben 5- mosószondával.  
Line/non-line;multi-standard.  
3 érték rendelhető mindegyik paraméterhez, QC görbe nyomtatható.

37.2°C.  
<1.0%  
<1.0%  
AC220(1±10%)V,(50±1)Hz  
Környezeti hőmérséklet 15-32°C  
relatív páratartalom ≤85%  
légnomás: 86-106 kPa