

ORVOSTECHNIKA

URIT-8030

Paciens orientált klinikai kémiai automata

Japán minőség, Kínai gyártmány.



Klinikai kémiai automata

Forgalmazó: OrvosTechnika Kft

www.orvostechnia.eu

Műszaki leírás

Mérési módszerek

Mérési elv

Fényforrás

Fotometriás mérési tartomány

Mért abszorbancia

Hullámhossz



Kapacitás


Memória kapacitás

Reagens tálca

Minta-tálca

Reakció tálca

Minta mennyiség



Reagens mennyiség

Minimum reakció térfogat

Víz felhasználás

Mosófej

Kalibráció

Kontroll



Mérési hőmérséklet

Mérésismétlési képesség

Mintaátvitel

Hálózati feszültség

Környezeti előírások:

Végpontos, Kinetikus, Fix idő , stb.

Fényelektromos, kolorimetriás.

Halogén lámpa 12V/20W

0-3.0 ABS

0.0005 Abs

10 hullámhossz szabadon választható.

(340nm,405nm,492nm,510nm,546nm,578nm,630nm,700nm
800nm)

300 teszt/óra.

1000 mérés tárolása.

59 reagens pozíció.+ 1 detergens pozíció

Hűtött reagens tárolás.

45 minta QC és STAT pozíciókból vesz mintát.

120 reakciópozíció

2-100µL, 0.1µL –s lépésekben.

Reagens mennyiség érzékelés.

Automatikus mintavevő és reagens tű tisztítás.

Külön reagens és mintavevő tű.

R1:10~500ul, R2: 10~500ul, 0.5ul lépésekben.

180uL

6L/óra működés közben.

8-lépésben 5- mosószondával 37°C előmelegített vízzel.

Line/non-line;multistandard.

3 érték rendelhető mindegyik paraméterhez, QC
görbe nyomtatható.

37.°C 3+/- 0.1°C

<1.0%

<1.0%

AC220(1±10%)V,(50±1)Hz

Környezeti hőmérséklet

15-32°C

relatív páratartalom

≤85%

légnomás:

86-106 kPa