
ORVOSTECNIKA

Urit -2900 VET



HAEMATOLÓGIAI AUTOMATA
Állatorvoslási készülék

Termékleírás

Teljesen automatikus hematológia analízátor állatvér méréshez. Kalibrálás és minőségellenőrzés mindegyik állathoz. Automatikus dugulás eltávolítás, értelmes flush & nagyfeszültség-tisztítási –technológiák. A minőségi alkatrészek és kompakt biztos megbízható tervezés.

Gyors és könnyű klaviatúrás kezelői felület, alacson költség nagy teljesítménnyel.

1. Állat típusok : 7 féle állati vért analizál.

Macska, kutya, ló, tehén, disznó, majom, nyúl

2. Paraméterek:

WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT

WBC sejteket 3 részes megkülönböztetése, 19 paraméter és 3 hisztogram

2. A mérés elvei: WBC/RBC/PLT: Elektromos impedancia .
HGB: Fényelektromos , kolorimetria.

3. Mintavétel : Teljes vérből: 18µ L
Előhígított mintából: 20µ L

4. Kapilláris átmérők : WBC/RBC/PLT 100 µm

5. Teljesítmény: Óránként 30 minta mérése

6. Adattárolás: 2 000 minta eredményei hisztogramokkal.

8. Kijelző: 5.5 inches LCD, felbontás 320× 240

9. Dimenzió: 430 mm x 260 mm x 420 mm N W: 14.5 kg

10. Tápellátás követelmény: AC 100~130 V, 50/60 HZ
AC 200~240 V, 50/60 HZ

11. Input/output: Rendszerbillentyűzet, belső hőnyomtató, külső nyomtató,
RS232 számítógép

Forgalmazó: **OrvosTechnika Kft.**

1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.

Fax: 061 286 40 50

Tel: 061 285 46 15, 06 30 9426 222

www.orvostechnika.eu

kaltenecker@orvostechnik.eu