

ORVOSTECHNIKA

Kiscentrifuga, praxislaboratóriumok részére



Z 200A

Technikai adatok:

Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹ / maximum: 4185xg
Minimális fordulatszám	2500 min ⁻¹ / maximum: 7xg
Szabályozási tartomány	250-6000 min ⁻¹
Fordulatszám beállítás	Pótméterrel 250-es lépésekkel.
Fordulatszám kijelzés	Beállított érték és aktuális érték digitálisan.
Maximális centrifugálási idő.	30 perc
Minimális centrifugálási idő.	0,5 perc
Centrifugálási idő beállítása.	Pótméterrel 0,5-e lépésekben.
Centrifugálási idő kijelzése	Hátralévő idő digitálisan.
Fékezés	Fixen beállítva.
Egyenáramú hajtás.	
Mikroprocesszoros vezérlés	
IEC1010 Biztonságtechnikai rendszer	
Fedél zárvatartás	
Méreték:	28
Súly	15 kg
Teljesítményfelvétel	180 W
Megrendelési szám:	282.00V01 Z200A

Rotorok:

				
12x15ml	6x50ml	12x1,5ml/2ml	6x5ml	Hematokrit
220.96 V01	220.97 V01	220.56 V90	220.68 V04	220.58 V07

Forgalmazó:

OrvosTechnika. Kft.
1202 Budapest, Nagykörsi út . 187.

Telefon: 00 36 1 285 46 15
Fax: 00 36 1 286 40 50

info@orvostecnika.eu www.orvostecnika.eu