


ORVOSTECHNIKA

Magas fordulatszámú asztali centrifuga



Z 36 HK



Technikai adatok:

- Karbantartást nem igénylő indukciómotoros meghajtás.
- Mikroprocesszoros vezérlés LCD kijelzővel. Automatikus Rotor felismerés.
- Akusztikus megállásjelzés / dallam hangerő beállítható/.
- Széles tartozék lista választék.
- Hűtés.
- IEC1010 Biztonságtechnikai rendszer szerinti megépítés.
- Kesztyűs kézbarát kezelőfelület.
- Fröccsenő víztől védett.
- -21°C - 40°C hőmérséklet tartomány.
- 30 sec to 99 óráig állítható ciklusidő.
- Előhűtési program.
- Maximális fordulatszám: 30000 min –1 maximum: 65390xg
- Maximális térfogat: 6 x 250ml
- Súly: 91 kg.
- Teljesítményfelvétel: 2990W

Rotorok:



- Max. fordulatszám: 4500 min –1
- Max. rádiusz: 12,5 cm
- Max. átmérő: 17 mm



- Max. fordulatszám: 4000 min –1 2990 xg
- Max. rádiusz: 16,7 cm
- Max. átmérő: 61 mm

250 ml	100 ml	50 ml	Falcon 50 ml	25 ml	15 ml	Falcon 15 ml	Vacutainer 12 ml	Vacutainer 5 ml
62	40	28,5	28,5	24	17	17	16	13
110/130	120	120	120	42	65/82	95/105	100	100
4	4	8	12	20	36	28	38	36
0,8	0,2	0,5	0,2	5,8	4,0	1,7	0,5	0,3
628.000	628.001	628.002	628.005	628.003	628.004	628.007	628.004	628.006



HERMLE
LABORTECHNIK

Forgalmazó:

OrvosTechnika. Kft.
1202 Budapest, Nagykőrösi út . 187.

Telefon: 00 36 1 285 46 15
Fax: 00 36 1 286 40 50

info@orvostecnika.eu www.orvostecnika.eu